

'2006/10/20 アイラボ (AI Laboratory)

フィリップス AEDトレーナー 音声ガイダンス 実測条件 :シナリオ1、コネクタ接続指示から10秒後に接続。

①G2000		②新G2005 FR2-Ver1.5		③新G2005 FR2-Ver1.6	
		ディスプレイ表示が英語のFR2をシミュレート		ディスプレイ表示が日本語のFR2をシミュレート	
Soft:Ver1.31 Hard: Ver02		Soft:Ver1.31 Hard: Ver02		Soft:Ver1.50 Hard: Ver02	
00:00	(Power ON)	00:00	(Power ON)	00:00	(Power ON)
00:04	パッドを患者の胸に装着してください。	00:04	パッドを患者の胸に装着してください。	00:04	パッドを患者の胸に装着してください。
00:08	ランプが点滅しているソケットにパッドのコネクタを接続してください。	00:08	ランプが点滅しているソケットにパッドのコネクタを接続してください。	00:08	ランプが点滅しているソケットにパッドのコネクタを接続してください。
00:18	(コネクタ接続)	00:18	(コネクタ接続)	00:18	(コネクタ接続)
00:23	心電図を解析中です。	00:21	心電図を解析中です。	00:24	心電図を解析中です。
00:26	患者に触れないで下さい。	00:24	患者に触れないで下さい。	00:27	患者に触れないで下さい。
00:33	ショックが必要です。	00:31	ショックが必要です。	00:33	ショックが必要です。
00:35	充電中です。	00:33	充電中です。	00:35	充電中です。
00:38	患者から離れてください。	00:36	患者から離れてください。	00:37	患者から離れてください。
00:42	ショックを実行します。	00:40	ショックを実行します。	00:41	ショックを実行します。
00:43	オレンジボタンを押して下さい。	00:41	オレンジボタンを押して下さい。	00:43	オレンジボタンを押して下さい。
00:45	(ボタン押下)	00:43	(ボタン押下)	00:44	(ボタン押下)
00:46	ショックが完了しました。	00:44	ショックが完了しました。	00:45	ショックが完了しました。
00:47	心電図を解析中です。	00:46	一時中断中です。	00:46	一時中断中です。
00:50	患者に触れないで下さい。	00:48	必要ならばCPRを開始して下さい。	00:49	必要なら心臓マッサージと人工呼吸をして下さい。
00:56	心電図を解析中です。	02:48	心電図を解析中です。	02:50	心電図を解析中です。
00:59	ショックは不要です。	02:51	患者に触れないで下さい。	02:53	患者に触れないで下さい。
01:01	患者に触れても大丈夫です。	02:57	心電図を解析中です。	02:59	心電図を解析中です。
01:04	気道を確保し、呼吸と脈拍を確認してください。	02:59	ショックは不要です。	03:01	ショックは不要です。
01:10	必要ならばCPRを開始して下さい。	03:01	一時中断中です。	03:02	一時中断中です。
02:03	気道を確保し、呼吸と脈拍を確認してください。	03:03	患者に触れても大丈夫です。	03:05	必要なら心臓マッサージと人工呼吸をして下さい。
02:09	必要ならばCPRを開始して下さい。	03:06	気道を確保し、呼吸と脈拍を確認してください。	05:05	心電図を解析中です。
Guidelines2000設定 Shock Series :3 CPR Timer :1min CPR Prompt :Long NSA Action :Monitor 1min		03:12	必要ならばCPRを開始して下さい。	05:08	患者に触れないで下さい。
		05:04	心電図を解析中です。	05:15	心電図を解析中です。
		05:07	患者に触れないで下さい。	05:17	ショックは不要です。
		05:13	心電図を解析中です。	05:18	一時中断中です。
		05:15	ショックは不要です。	05:21	必要なら心臓マッサージと人工呼吸をして下さい。
		05:17	一時中断中です。		
		05:19	患者に触れても大丈夫です。		
		05:22	気道を確保し、呼吸と脈拍を確認してください。		
		05:27	必要ならばCPRを開始して下さい。		
新Guidelines2005設定 Shock Series :1 CPR Timer :2min CPR Prompt :Short NSA Action :Timer 2min					