


たいせつ いのち **A E D**


ふだん健康な人でも突然、心臓が不整脈を起こして倒れ、死に至ることがあります。この「心臓突然死」は自宅に  
いるときに起きるケースが最も多いですが、スポーツ中や仕事・勉強中いつでも起こる可能性があり、国内では  
**1日に、100人近くの方が亡くなっています。(交通事故死の3倍以上。)**

AED(Automated External Defibrillator 自動対外式除細動器)は、心臓に電気ショックを与えて、心臓を蘇生(そ  
せい)させる医療用具です。小学生でも使えるほど操作が簡単で、2004年7月から一般市民の方でも使えるよう  
になりました。愛知万博では、このAEDが100台設置され、実際に3人の方の生命が救われています。アメリ  
カでは、州の法律によって学校や駅など人の集まるところには、AEDの設置が義務付けられています。日本で  
も、テレビ新聞等で紹介され、公共機関などへの設置で、普及が進んでいます。  
(弊社の公共機関等設置実績:約70台) 弊社では企業・法人、一般の方にもAEDの設置をお勧めしています。


- ・小学生女子、体育の時間に
- ・野球のボールが胸に当たって
- ・高校生、荷物をとろうとして
- ・主婦、ゴミ出しの途中で
- ・熱中症で突然倒れて
- ・70歳男性、飲食店で突然



(心室細動)




AED電気ショック



取り扱い主要AED一覧(全メーカー取り扱いしています。下記3社以外(GUメディカルシステムズ)は別カタログになります。) お問い合わせ、ご注文は裏面をご覧ください。

メーカー	フィリップス		メドトロニック	カルディアック・サイエンス
製品名	ハートスタートFR2 M3861A	ハートスタートHS1 M5066A	ライフパックCR Plus	AED-9231
写真	 心電図無しモデル			
寸法・質量	W218×D218×H66mm 2.1kg	W210×D190×H70mm 1.5kg	W203×D241×H107mm 2.0kg	W270×D310×H80mm 3.1kg
出力	2相性 150J	2相性 150J	2相性 200, 300, 360J	2相性 170~220J/240~320J
プロトコル	新ガイドライン2005	新ガイドライン2005	ガイドライン2005	ガイドライン2005
推奨点検	セルフメンテナンス	セルフメンテナンス	セルフメンテナンス	セルフ (点検契約もあり¥21,000/年)
保証	工場出荷後5年	工場出荷後5年	5年	5年
成人パッド (8歳~大人)	使用期限:工場出荷後2年(附属品) 2組12,000(税込¥12,600)	使用期限:工場出荷後2年(附属品) 1組10,000(税込¥10,500)	1年半ごとと交換(附属品) 2組17,000(税込¥17,850)	概ね1年半ごとと交換(附属品) 2組12,000(税込¥12,600)
小児パッド (1歳~7歳)	1組19,000(税込¥19,950) 別売品 期限:工場出荷後2年	1組22,000(税込¥23,100) 別売品 期限:工場出荷後2年	1組25,000(税込¥26,250) 別売品(スターキット)	1組21,000(税込¥22,050) 別売品 期限:工場出荷後27ヶ月
バッテリー寿命 (最大ショック回数)	4年(300回) 63,000(税込¥66,150)	4年(200回) 34,000(税込¥35,700)	1年半ごとと交換(30回) 価格はパッド価格に込み	推定5年(300回) 77,000(税込¥80,850)
備考	世界シェア74.5%。 シェアが高い	小型、軽量。CPRコーチング。 訓練機能別売¥19,000(税込¥19,950)	除細動器の老舗メーカー 1ボタンで使い方簡単 1回使用でバッテリー交換必要	フタを開けると電源ON 1ボタンで使い方簡単 データ管理ソフト附属
本体価格	[定価670,000] (予価) 330,000(税込¥346,500)	[オープン] (予価) 350,000(税込¥367,500)	[定価285,000] 285,000(税込¥299,250)	[オープン] 販売価格はお問合せ下さい。

パッドは、定期的に、或いは、1回の使用ごとに、交換する必要があります。バッテリーも定期的な交換が必要です。



・心臓停止から1分たつごとに、助かるチャンスは約10%ずつ下がります。救急車の現場到着時間の  
全国平均は6.4分であり、これでは「3人に2人は助からない」可能性もあります。倒れた現場に  
いる市民が、救急車を呼んだあと、一刻も早くAEDで電気ショックを与えること、および心臓マッサージ  
等(CPR)をすることが大切です。手当てが遅れると、命が助かっても脳に障害が残ることがあります。

・AEDの使い方やCPR(心肺蘇生法)を事前に実習するために、お近くの消防署の救命講習や日赤の  
救急法講習会に参加されることをお勧めします。(弊社でも納入時にはご説明いたします)

・AEDは自動的に心電図を解析し、電気ショックが必要か否かを判断します。いたづらや誤作動で、電  
気ショックがなされることはありません。  
Ver8 - 071225

お問い合わせ、見積もり依頼、ご注文等は、以下のFAXか、メールか、TELでどうぞ



**FAX: 086-228-3727** メディエリアサポート AEDセンター行き  
 TEL: 080-6324-5577 e-mail: kuga@ailabo.net **裏をご覧ください**

お名前		御社名 (法人の方のみ)	
電話番号		部署名 (法人の方のみ)	
FAX		e-mail	
住所	〒 -		
要旨	<input type="checkbox"/> 説明を聞きたい <input type="checkbox"/> 見積もりが欲しい <input type="checkbox"/> 注文する (☑をチェックして下さい)		
AED	<input type="checkbox"/> ハートスタートFR2 <input type="checkbox"/> ハートスタートHS1 <input type="checkbox"/> ライフパックCRPlus <input type="checkbox"/> AED-9231 <input type="checkbox"/> AED-1200 <input type="checkbox"/> CU-ER1		
オプション	<input type="checkbox"/> FR2ケース <input type="checkbox"/> HS1ケース <input type="checkbox"/> CR+ケース <input type="checkbox"/> CR+壁取付 <input type="checkbox"/> AED-9231用キャリングケース <input type="checkbox"/> 9200用バックパック <input type="checkbox"/> ヤガミ壁掛 <input type="checkbox"/> ヤガミスタッド型 <input type="checkbox"/> 9200用スタッド <input type="checkbox"/> ジエイフェック製		
消耗品	<input type="checkbox"/> レスキューセット <input type="checkbox"/> キューマスク <input type="checkbox"/> キューマスクエフ		
ご要望			

(別売りオプション)



FR2用 M3868A  
ハードキャリングケース  
定価税込¥47,250



HS1用  
スリム  
キャリーケース



CR plus用 耐久性  
ソフトキャリングケース



CR plus用  
壁取り付けブラケット



AED-9231/9200用  
ソフトキャリングケース




AED-9200用  
バックパック



壁付型AED収納ケース  
外寸398x398x190mm  
内寸340x340x160mm  
税込¥60,900 ヤガミ製



扉を開けると大きな警報音  
(約90dB/m)が30秒鳴ります。



ヤガミ製AED収納ケース・スタンドセット 税込¥121,800  
W500xD500xH1600mm

(収容ケースはこの他にもございます。)



AED-9200用スタンド YZ-038H9 税込¥210,000  
W500xD500xH1700 警告ブザー 54kg



ジエイフェック製 JF-ADW  
税込¥114,000  
W410xD160xH560  
警告ライト・ブザー  
内部照明 4kg




ヤガミ製レスキューセット 税込¥2,400

内容品: 胸毛用かみそり、キューマスク、不織布、はさみ  
キューマスクは、人工呼吸時の感染予防補助用具です。



キューマスク  
税込¥240



キューマスク・エフ  
税込¥470